

Eigenschappen Stamskin Zen:

- Kunstleer PVC op een basisdoek van Polyamide-jersey.
- Conform de normen inzake cytotoxiciteit (huidirritatie) (ISO 10993-5)
- Antibacteriële werking >99 % (ISO 22196, JIS Z2801)
- Wrijvingsweerstand > 120.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
- Brandwerendheid: M2 Conform/NFP92.507, sigarettentest / lucifer test geen vuur NF EN 1021.1-1021.2, Class F1 DIN 53438 / T2, VKF 5.3 SN 198898, Class 2 UNI 1975, CAL TB 117-2013 Conform NFPA 260, Conform IMO-MS-307 (88) (201 FTP Code) Annex 1 part 8, Conform FAR/JAR 25-853 en 25-855.
- Schimmelwerend: Degree 0, uitstekend (EN ISO 846-A).
- Sanitized[®] hygiëne functie: bescherming tegen de vorming van schimmels en algen.

Reinigingsmethode Stamskin Zen:

Stamskin Zen dagelijks afnemen met een vochtige lauwwarme doek. Gebruik eventueel een milde zeep (Ph neutraal, vrij van zure of alkalische hulpstoffen). Gebruik geen schoonmaakmiddelen op basis van alcohol, chloor, ammonia of op basis van zuur tijdens het reguliere onderhoud. Geen oplosmiddelen of schuurmiddelen gebruiken.

Na het reinigen de stoffering nadrogen met een droge doek.

Voor algemene vlekken adviseren we Stamskin Cleaner. Met behulp van een zacht borsteltje kun je Stamskin Cleaner met draaiende bewegingen aanbrengen op het te behandelen oppervlak. Laat de Stamskin Cleaner 3 minuten inwerken. Verwijder daarna met een droge doek de Stamskin Cleaner samen met het vuil.

Indien bloed of andere lichaamsstoffen in contact komen met de Stamskin Zen stoffering, deze onmiddellijk desinfecteren met een **koude oplossing** van 10.000 ppm chlorine en water. Na het afnemen met een schone natte doek de plek afnemen en daarna afdrogen met een schone droge doek.

Voor Stamskin Zen is een lijst van geteste schoonmaakmiddelen beschikbaar. Neem contact op met de leverancier.

Stamskin Zen properties:

- Artificial leather PVC on a polyamide-jersey base cloth.
- Complies with cytotoxicity standards (skin irritation) (ISO 10993-5).
- Abrasion resistance > 120,000 Martindale (EN ISO 12947-2)
- Fire-resistance: M2 pass/NFP92.507, Test cigarette/ Match ignition: no fire NF EN 1021.1-1021.2, Class F1 DIN 53438 / T2, VKF 5.3 SN 198898, Class 2 UNI 1975, CAL TB 117-2013 Pass NFPA 260, Pass IMO-MS-307 (88) (201 FTP Code) Annex 1 part 8, Pass FAR/JAR 25-853 and 25-855.
- Fungicidal: Degree 0, excellent (EN ISO 846-A).
- Sanitized[®] hygiene function: protection against mould and algae formation.

Stamskin Zen cleaning method:

Wipe the Stamskin Zen upholstery daily using a damp lukewarm/warm cloth. If needed, use a mild detergent (Ph-neutral, free from acidic or alkaline excipients).

Do not use alcohol-based, chlorine-based, ammonia-based or acid-based detergents for regular maintenance. Do not use solvents or abrasives.

After cleaning, dry the upholstery using a dry cloth.

For general stains, we recommend Stamskin Cleaner. Apply the Stamskin Cleaner using a soft brush and use circular motions on the surface to be treated. Leave the Stamskin Cleaner to penetrate for 3 minutes. Then remove the Stamskin Cleaner, together with the dirt, using a dry cloth.

In the event blood or other bodily fluids come into contact with the Stamskin Zen upholstery, disinfect immediately using a **cold solution** of 10,000 ppm chlorine and water. After applying, wipe using a clean, damp cloth and dry using a clean, dry cloth.

A list of detergents tested on Stamskin Zen is available. Please contact your product's supplier.

Eigenschaften Stamskin Zen:

- Kunstleder-PVC auf einem Polyamid-Jersey-Grundgewebe.
- Entspricht den Standards für Zytotoxizität (Hautreizung) (ISO 10993-5).
- Antibakterielle Aktivität >99 % (ISO 22196, JIS Z2801).
- Reibungswiderstand > 120.000 Martindale (EN ISO 5470-2).
- Feuerbeständigkeit: M2 Konform/NFP92.507, Zigaretten Test / streichholztest: Kein Entflammen NF EN 1021.1-1021.2, Klasse F1 DIN 53438 / T2, VKF 5.3 SN 198898, Klasse 2 UNI 1975, CAL TB 117-2013 Konform FPA 260, Konform IMO-MS-307 (88) (201 FTP Code) Annex 1 part 8, Konform FAR/JAR 25-853 and 25-855.
- Antimykotisch: Grad 0, ausgezeichnet (EN ISO 846-A).
- Sanitized[®]-Hygienefunktion: Schutz gegen Pilz- und Algenbildung.

Reinigungsmethode Stamskin Zen:

Stamskin Zen täglich mit einem feuchten lauwarmen Tuch abwischen. Eventuell eine milde Seife verwenden (pH-neutral, säurefrei und ohne alkalische Hilfsstoffe).

Bei der regelmäßigen Pflege keine Reinigungsmittel auf Alkohol-, Chlor, Ammoniak- oder Säurebasis verwenden. Keine Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

Nach dem Reinigen die Polsterung mit einem trockenen Tuch nachtrocknen.

Für allgemeine Flecken empfehlen wir Stamskin Cleaner. Tragen Sie mithilfe einer weichen Bürste mit kreisenden Bewegungen Stamskin Cleaner auf die zu behandelnde Oberfläche auf. Lassen Sie den Stamskin Cleaner 3 Minuten einwirken. Entfernen Sie danach den Stamskin Cleaner und den Schmutz mit einem trockenen Tuch.

Wenn die Stamskin Zen-Polsterung mit Blut oder anderen Körpersubstanzen in Kontakt kommt, diese direkt mit einer **kalten Lösung** aus 10.000 PPM-Chlorin und Wasser reinigen. Nach dem Abwischen mit einem sauberen, feuchten Tuch den Bereich mit einem sauberen, trockenen Tuch trocknen.

Für Stamskin Zen ist eine Liste mit geprüften Reinigungsmitteln verfügbar. Bitte wenden Sie sich an den Lieferanten.

Propriétés du revêtement Stamskin Zen :

- PVC en cuir synthétique sur un tissu de base jersey en polyamide ;
- Conforme aux normes de cytotoxicité (irritation cutanée) (ISO 10993-5) ;
- Activité antibactérienne >99 % (ISO 22196, JIS Z2801) ;
- Résistance à l'abrasion > 120 000 Martindale (EN ISO 12947-2) ;
- résistance au feu : M2 conforme/NFP92.507, test cigarette / allumette Pas d'allumage NF EN 1021.1-1021.2, Class F1 DIN 53438 / T2, VKF 5.3 SN 198898, Class 2 UNI 1975, CAL TB 117-2013 Conforme NFPA 260, Conforme IMO-MSC-307 (88) (201 FTP Code) Annex 1 part 8, Conforme FAR/JAR 25-853 and 25-855
- Fongicide : Degré 0, excellent (EN ISO 846-A).
- Fonction hygiénique Sanitized® : protection contre la formation de moisissures et d'algues.

FRA

Méthode de nettoyage du revêtement Stamskin Zen :

Essuyez le revêtement Stamskin Zen quotidiennement avec un chiffon tiède/chaud et humide. Si nécessaire, utilisez un savon doux (pH neutre, sans additifs acides ou alcalins).

N'utilisez pas de produits de nettoyage à base d'alcool, de chlore, d'ammoniac ou d'acide pendant l'entretien régulier. N'utilisez ni solvants ni abrasifs.

Après nettoyage, séchez le revêtement avec un chiffon sec.

Pour les taches ordinaires, nous recommandons le produit nettoyant Stamskin. À l'aide d'une brosse douce, appliquez le produit nettoyant Stamskin en mouvements circulaires sur la surface à traiter. Laissez le nettoyant Stamskin agir pendant 3 minutes. Retirez ensuite le produit nettoyant Stamskin avec la saleté à l'aide d'un chiffon sec.

Si du sang ou d'autres substances corporelles entrent en contact avec le revêtement Stamskin Zen, désinfectez-le immédiatement avec **une solution froide** de 10 000 ppm de chlore et d'eau. Après avoir essuyé la zone avec un chiffon propre et humide, essuyez-la et séchez-la avec un chiffon propre et sec.

Une liste de produits de nettoyage testés est disponible pour Stamskin Zen. Veuillez contacter le fournisseur de votre produit.

Proprietà dello Stamskin Zen

- Ecopelle in PVC su un tessuto di base in jersey di poliammide.
- Conforme alle norme di citotossicità (irritazione cutanea) (ISO 10993-5).
- Attività antibatterica >99 % (ISO 22196, JIS Z2801).
- Resistenza all'attrito > 120.000 Martindale (EN ISO 12947-2)
- Resistenza al fuoco: M2 pass/NFP92.507, prova sigaretta / fiammifero nessuna ignizione NF EN 1021.1-1021.2, Class F1 DIN 53438 / T2, VKF 5.3 SN 198898, Class 2 UNI 1975, CAL TB 117-2013 Pass NFPA 260 Pass, Pass IMO-MSC-307 (88) (201 FTP Code) Annex 1 part 8, Pass FAR/JAR 25-853 and 25-855
- Antimicotico: Degree 0, eccellente (EN ISO 846-A).
- Funzione igienica Sanitized®: protezione contro la formazione di muffe e alghe.

ITA

Metodo di pulizia dello Stamskin Zen:

Pulire quotidianamente lo Stamskin Zen con un panno umido e tiepido. Se necessario, utilizzare un sapone delicato (pH neutro, privo di additivi acidi o alcalini).

Non utilizzare detergenti a base di alcol, cloro, ammoniaca o di acido durante la manutenzione ordinaria. Non utilizzare solventi o abrasivi.

Dopo la pulizia, asciugare il tessuto con un panno asciutto.

Per macchie generiche raccomandiamo lo Stamskin Cleaner. Con un pennello morbido, applicare lo Stamskin Cleaner con movimenti circolari sulla superficie da trattare. Fare agire lo Stamskin Cleaner per 3 minuti. Poi rimuovere lo Stamskin Cleaner e la sporcizia con un panno asciutto.

Se il sangue o altre sostanze corporee entrano in contatto con la tappezzeria Stamskin Zen, disinfettarla immediatamente con **una soluzione fredda** di 10.000 ppm di cloro e acqua. Dopo aver pulito con un panno umido, strofinare l'area e asciugare con un panno pulito e asciutto.

Per lo Stamskin Zen è disponibile un elenco di detergenti testati. Contatta il fornitore del Vena Vario.