

Score[®]

experts in seating

Stamskin[®] Top



dental




medical



industry



office



Geniet maximaal van uw Score product

Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw Score product. Dit product is voorzien van Stamskin® Top; dé referentie op het gebied van hoogwaardige meubelbekleding.

Stamskin Top is een kunstleer dat zich vormt tijdens het gebruik. Zo kunnen bijvoorbeeld plooien ontstaan. Dit is een natuurlijke eigenschap van het materiaal en is niet van invloed op de levensduur van uw product.

U kunt Stamskin Top dagelijks afnemen met water en een doekje. Gebruik eventueel een milde zeep (pH-neutraal, vrij van zure of alkalische hulpstoffen). Na het reinigen, het product afdrogen.

Voor vlekken of residu van jeans adviseren we Stamskin Cleaner. Met behulp van een zacht borsteltje kunt u Stamskin Cleaner met draaiende bewegingen aanbrengen op het te behandelen oppervlak. Laat de Stamskin Cleaner 3 minuten inwerken. Verwijder daarna met een droge doek de Stamskin Cleaner samen met het vuil.

Overige onderdelen kunt u afnemen met een vochtig doekje.

Gebruik geen alcohol, chloor, ammonia of schoonmaakmiddelen op basis van zuur.

Eigenschappen Stamskin® Top:

- Meervoudig gelaagd op een basisdoek van Polyamide-jersey
- Urine-, bloed-, zweet-, schimmel- en waterbestendig
- Wrijvingsweerstand > 120.000 Martindale (EN ISO 5470-2)
- Brandwerendheid: M2/NFP92.507 , Test cigarette / Match EN 1021.1-1021.2 , IMO MSC.307 (88)(201 FTP Code) Annex 1 part 8, Aeronautical test FAR/JAR 28-853/855
- Schimmelwerend: Degree 0, uitstekend (EN ISO 846-A)
- Sanitized® hygiëne functie: bescherming tegen de vorming van schimmels en algen
- Biociden: bevat Folpet (N°528/2012/CE-Folpet); een anti-schimmel-additief dat wordt gebruikt om het uiterlijk en de fysieke eigenschappen te behouden en de levensduur van deze artikelen te verlengen

Enjoy the use of your Score Product to the max!

Good maintenance extends the service life of your Score product. This product is finished with Stamskin® Top upholstery. Stamskin Top is the perfect choice for contract furniture upholstery, including in high traffic environments.

Stamskin Top is a leatherette that forms during use. Creases and folds may occur. They are not a quality defect and do not affect the service life of your product.

For daily use, clean Stamskin Top surfaces with water and a cloth. If necessary, use a mild soap (pH-neutral, free from acid or alkaline additives). After cleaning, please ensure your product is wiped dry.

We recommend Stamskin Cleaner for stains and residue from jeans. Apply Stamskin Cleaner in circular movements with the help of a soft brush. After brushing on Stamskin Cleaner, let the cleaner soak in for 3 minutes. Then remove Stamskin Cleaner and dirt with a dry cloth.

Other parts may be wiped with damp cloth.

Do not use alcohol, chlorine, ammonia or acid-based cleaning products.

Features Stamskin® Top:

- Multiple layer composite, on a Polyamide jersey base cloth
- Urine-, blood-, sweat-, fungal-, and waterproof
- Abrasion resistance > 120 000 Martindale (EN ISO 5470-2)
- Flame retardancy: M2/NFP92.507 , Test cigarette / Match EN 1021.1-1021.2 , IMO MSC.307 (88) (201 FTP Code) Annex 1 part 8, Aeronautical test FAR/JAR 28-853/855
- Mold resistance: Degree 0, excellent (EN ISO 846-A)
- Sanitized® hygiene function: protects from the formation of fungi and algae
- Biocides: contains Folpet (N0528 / 2012 / CE-Folpet); an antifungal additive used to help maintaining appearance, physical properties and to prolong service life of these items

So pflegen Sie Ihre Score-Produkt optimal

Eine Ordnungsgemäße Pflege verlängert die Lebensdauer Ihres Score Produkts. Dieses Produkt ist mit Stamskin® Top bezogen; DIE Referenz im Bereich hochwertiger Möbelpolster.

Stamskin Top ist ein Kunstleder das sich während der Benutzung bildet. Beispielweise können Falten auftreten. Dies ist eine natürliche Eigenschaft des Materials und hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer Ihres Produkts.

Sie können Stamskin Top täglich mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen. Benutzen Sie eventuell eine milde Seife (pH-neutral, frei von sauren oder alkalischen Zusätzen). Trocknen Sie bitte das Produkt nach der Reinigung.

Wir empfehlen bei Flecken oder Rückständen, zum Beispiel von Jeans, den Stamskin Cleaner zu gebrauchen. Mit Hilfe einer weichen Bürste können Sie den Stamskin Cleaner mit kreisenden Bewegungen auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Den Stamskin Cleaner drei Minuten einwirken lassen. Wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch über die gereinigte Fläche.

Andere Teile können mit einem feuchtem Tuch gereinigt werden.

Benutzen Sie bitte keinen Alkohol, Chlor, Ammoniak oder säurebasierte Mittel.

Daten Stamskin® Top:

- Mehrlagig auf einem Träger aus Polyamid-Jersey
- Urin-, Blut-, Schweiß-, Schimmelbeständigkeit und Wasserdicht
- Scheuerfestigkeit > 120.000 Martindale (EN ISO 5470-2)
- Brennverhalten: M2/NFP92.507, Zigarettentest / Match EN 1021.1-1021.2, IMO MSC.307 (88)(201 FTP Code) Anlage 1 Teil 8, Aeronautical Test FAR/JAR 28-853/855
- Schimmelabweisend: Grad 0, ausgezeichnet (EN ISO 846-A)
- Sanitized® Hygienefunktion: Schutz gegen Schimmel- und Algenbildung
- Biociden: enthält Folpet (N0528/2012/CE-Folpet); eine Anti-Schimmel-additiv das benutzt wird um das Aussehen und die Physikalischen Eigenschaften zu erhalten und die Lebensdauer dieser Artikel zu verlängern

Profitez au maximum de votre produit Score!

Un bon entretien prolonge la durée de vie de votre produit de Score. Ce produit est fini avec le rembourrage Stamskin® Top. Stamskin Top est le choix idéal pour les meubles rembourrés.

Stamskin Top est un similicuir qui se forme pendant l'utilisation et qui peut se froisser et se plier. Ils ne constituent pas un défaut de qualité et n'affectent pas la durée de vie de votre produit.

Pour une utilisation quotidienne, nettoyez les surfaces Stamskin Top avec de l'eau et un chiffon. Si nécessaire, utilisez un savon doux (pH-neutre, sans additifs acides ou alcalins). Après le nettoyage, assurez-vous que votre produit est essuyé.

Nous recommandons Stamskin Cleaner pour les taches et les résidus de jeans. Appliquez Stamskin Cleaner avec une brosse douce en mouvements circulaires. Après avoir brossé Stamskin Cleaner, laissez-le tremper pendant 3 minutes. Ensuite, retirez le Stamskin Cleaner et la saleté avec un chiffon sec.

Les autres parties peuvent être essuyées avec un chiffon humide.

N'utilisez pas de produits de nettoyage à base d'alcool, de chlore, d'ammoniac ou d'acide.

Caractéristiques Stamskin® Top:

- Composite multicouche sur un tissu à base de jersey en polyamide
- Résistance de Urine, sang, sueur, la moisissure et de l'eau.
- Résistance à l'abrasion > 120 000 Martindale (EN ISO 5470-2)
- Ignifugation: M2 / NFP92.507, Cigarette de test / allumette EN 1021.1-1021.2, OMI MSC.307 (88) (code 201 FTP), Annexe 1, partie 8, Essai aéronautique FAR / JAR 28-853 / 855.
- Résistance à la moisissure: Degré 0, excellente (EN ISO 846-A)
- Fonction d'hygiène Sanitized®: protège de la formation de la moisissure et d'algues
- Biocides: contient du Folpet (N0528 / 2012 / CE-Folpet); un additif antifongique utilisé pour aider à maintenir l'apparence, les propriétés physiques et à prolonger la durée de vie de ces articles

